

**Tappi NS normalizzati, vetro borosilicato 3.3, cavi****ISOLAB**

Tappi NS normalizzati, vetro borosilicato 3.3, cavi. Prodotti da vetro borosilicato 3.3 che resiste al calore e a quasi tutti i prodotti chimici. Sono conformi ai maggiori standard di qualità secondo DIN 12252. La parte terminale di chiusura dei tappi si presenta a gocciolatoio per assicurare che il liquido vi rimanga aderente e ritorni nel contenitore. La testa esagonale piatta evita rotolamenti e consente di posizionare il tappo su questa estremità, prevenendo contaminazioni della superficie smerigliata.



Code	Description	Packaging
LLG04667528	Tappi esagonali normalizzati, vetro Boro 3.3, cavi, chiaro, NS 24/29	10 pz.
LLG04667529	Tappi esagonali normalizzati, vetro Boro 3.3, cavi, chiaro, NS 29/32	10 pz.
LLG04678570	Tappi NS normalizzati, vetro Borosilicato 3.3, cavi, ambrato, NS 29/32	10 pz
LLG06258415	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 24/29, ambrato	1 pz.
LLG06258416	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 12/21, ambrato	1 pz.
LLG06258417	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 34/35, ambrato	1 pz.
LLG07629440	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 29/32, ambrato	1 pz.
LLG07900484	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 10/19, ambrato	1 pz.
LLG07900486	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 14/23, ambrato	1 pz.
LLG07970573	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 19/26, ambrato	1 pz.
LLG04667524	Tappi esagonali normalizzati, vetro Boro 3.3, cavi, chiaro, NS 10/19	10 pz.
LLG04667525	Tappi esagonali normalizzati, vetro Boro 3.3, cavi, chiaro, NS 12/21	10 pz.
LLG04667526	Tappi esagonali normalizzati, vetro Boro 3.3, cavi, chiaro, NS 14/23	10 pz.
LLG04667527	Tappi esagonali normalizzati, vetro Boro 3.3, cavi, chiaro, NS 19/26	10 pz.
LLG06240060	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 34/35, chiaro	1 pz.
LLG06240333	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 24/29, chiaro	1 pz.
LLG06242396	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 12/21, chiaro	1 pz.
LLG07900483	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 10/19, chiaro	1 pz.
LLG09229990	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 14/23, chiaro	1 pz.
LLG09229991	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 19/26, chiaro	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG09229992	Tappo, in vetro, normalizzato, NS 29/32, chiaro	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

