


**Nastro sigillante per Piastre MultiWell****Thermo Scientific**

Nastro sigillante per Piastre MultiWell. Sigilla efficacemente tutti i formati di micropiastre per conservazione, PCR, microscopia, colture e protezione. Fogli pre-tagliati a dimensione delle piastre. Tipo 1) Uso generale, PCR, conservazione, campioni fotosensibili Tipo 2) Colture cellulari, applicazioni sterili Tipo 3) Microscopia, buona ottica, bassa auto-fluorescenza, compatibile DMSO Tipo 4) Traspirante, colture cellulari



| Code      | Description                                                                 | Packaging |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FA9236366 | Nastro sigillante, per colture cellulari e applicazioni sterili, poliestere | 800 pezzi |
| FA9232701 | Nastro sigillante per MultiWell, bassa auto-fluorescenza                    | 100 pezzi |
| FA9232702 | Nastro sigillante per MultiWell, PCR, saggi in fluorescenza, microscopia    | 100 pezzi |
| FA9235307 | Nastro sigillante per MultiWell, le migliori qualità ottiche                | 100 pezzi |
| FA9241205 | Nastro sigillante per MultiWell, Bianco, Colla Acrilato, Sterile, Rayon     | 50 pezzi  |
| FA9232698 | Nastro sigillante per MultiWell, 96 pozz., alluminio                        | 100 pezzi |
| FA9232699 | Nastro sigillante per MultiWell, 384 pozz., alluminio                       | 100 pezzi |
| FA9276014 | Nastro sigillante per MultiWell, Argento, Colla Silicone, Alluminio         | 100 pezzi |
| FA9235306 | Nastro sigillante per MultiWell, polietilene, perforazioni ripetute         | 100 pezzi |
| FA9236703 | Nastro sigillante, vinile, nero                                             | 50 pezzi  |

## Accessories

| Code      | Description                                 | Packaging |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| FA9250050 | applicatore manuale di pellicole sigillanti |           |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

