


**Nastro sigillante per Piastre MultiWell****Thermo Scientific**

Nastro sigillante per Piastre MultiWell. Sigilla efficacemente tutti i formati di micropiastre per conservazione, PCR, microscopia, colture e protezione. Fogli pre-tagliati a dimensione delle piastre. Tipo 1) Uso generale, PCR, conservazione, campioni fotosensibili Tipo 2) Colture cellulari, applicazioni sterili Tipo 3) Microscopia, buona ottica, bassa auto-fluorescenza, compatibile DMSO Tipo 4) T respirante, colture cellulari



Code	Description	Packaging
FA9236366	Nastro sigillante, per colture cellulari e applicazioni sterili, poliestere	800 pezzi
FA9232701	Nastro sigillante per MultiWell, bassa auto-fluorescenza	100 pezzi
FA9232702	Nastro sigillante per MultiWell, PCR, saggi in fluorescenza, microscopia	100 pezzi
FA9235307	Nastro sigillante per MultiWell, le migliori qualità ottiche	100 pezzi
FA9241205	Nastro sigillante per MultiWell, Bianco, Colla Acrilato, Sterile, Rayon	50 pezzi
FA9232698	Nastro sigillante per MultiWell, 96 pozz., alluminio	100 pezzi
FA9232699	Nastro sigillante per MultiWell, 384 pozz., alluminio	100 pezzi
FA9276014	Nastro sigillante per MultiWell, Argento, Colla Silicone, Alluminio	100 pezzi
FA9235306	Nastro sigillante per MultiWell, polietilene, perforazioni ripetute	100 pezzi
FA9236703	Nastro sigillante, vinile, nero	50 pezzi

Accessories

Code	Description	Packaging
FA9250050	applicatore manuale di pellicole sigillanti	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

