

**Detergenti concentrati per bagni ad ultrasuoni STAMMOPUR****Bandelin electronic**

I detergenti concentrati STAMMOPUR sono stati appositamente sviluppati per applicazioni ad ultrasuoni e sono marcati CE secondo la Direttiva sui dispositivi medici (MDD). Tutte le soluzioni sono ecologiche, biodegradabili e facili da smaltire. STAMMOPUR contiene speciali sostanze attive e adiuvanti che raggiungono un ottimo effetto disinfettante e detergente, risparmiando allo stesso tempo gli strumenti.

**STAMMOPUR R:** Concentrato intensivo per la pulizia degli strumenti, senza fosfati, alcalino delicato, applicazione 2%, pH 9,6 (1%).

**STAMMOPUR 24\*:** disinfezione intensiva e detergente concentrato. Azione Virucida, battericida e lievicida certificata VAH contro BVDV, Vaccinia, HBV, HCV, HIV. ESAME di efficacia - competenza contro H5N1. Privo di aldeidi, cloro e fenolo. Applicazione dall'1% al 2%, leggermente alcalino, pH 9,9 (1%). Altamente compatibile con la maggior parte dei materiali.

**STAMMOPUR DR 8\*:** disinfezione dello strumento e detergente concentrato per pulizia intensiva. VAH-certificato. Senza aldeidi, fenoli e cloro. Battericida, virucida contro Vaccinia, BVDV, Papova, Adeno, HBV, HCV, HIV, H5N1. Applicazione dall'1% al 3%, leggermente alcalino, pH 9,9 (1%).

Questo prodotto è un disinfettante contenente biocidi. Si prega di informarsi sulla sua disponibilità e sulle relative informazioni legali.



Code	Description	Packaging
LLG06201247	Detergenti concentrati per bagni a ultrasuoni STAMMOPUR DR 8, 2 Litri	1 pz
LLG09192713	Detergenti concentrati per bagni a ultrasuoni STAMMOPUR, Tipo STAMMOPUR 24, Capacità 10 litri	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

