

**Micropipette multicanale Acura® electro 956, volume variabile****Socorex**

Micropipette multicanale Acura® electro 956, volume variabile. Confezione iniziale con: pipetta elettronica con batteria da 4.8V, p acchetto aggiuntivo batteria, supporto per ricarica, alimentatore, istruzioni operative e certificato QC, confezione campione di pu ntali Qualitips®, grasso silicone.



Code	Description	Packaging
LLG09411702	Acura® electro 956, Multichannel pipette	1 pz.
LLG09411703	Micropipette multicanale Acura electro 956, volume variabile, 20 - 350 µl, Incrementi 5,0 µl, Puntale 350 µl	1 pz.
LLG09411706	Micropipette multicanale Acura electro 956, volume variabile, 10 - 200 µl, Incrementi 1,0 µl, Puntale 200 µl	1 pz.
LLG09411707	Acura® electro 956, multichannel pipette	1 pz.
LLG09411701	Acura® electro 956, multichannel pipette	1 pz.
LLG09411705	Micropipette multicanale Acura electro 956, volume variabile, 2,5 - 50 µl, Incrementi 0,25 µl, Puntale 200 µl	1 pz.
LLG09411700	Acura® electro 956, Multichannel pipette	1 pz.
LLG09411704	Micropipette multicanale Acura electro 956, volume variabile, 0,5 - 10 µl, Incrementi 0,05 µl, Puntale Ultra 10 µl	1 pz.