

**Soluzioni tampone pH tecniche****Reagecon**

Soluzioni tampone pH tecniche. Con codifica colore. Testati e certificati ISO 17025 a 25°C. Tolleranza ± 0.02 pH. I dati dipendenti dalla temperatura sono riportati sull'etichetta come i numeri di lotto e la data di scadenza. Queste soluzioni tampone sono adatte per uso dove sono richieste misure molto accurate e sono fornite con un dettagliato certificato di analisi con tracciabilità N.I.S.T. (il numero di lotto N.I.S.T. SRM(s) è riportato sul certificato). Questi articoli hanno durata di 12 - 36 mesi dalla data di produzione a seconda del valore di pH.



Code	Description	Packaging
LLG06238676	Soluzioni tampone, pH 10,00 a 25 °C, cap. 1000 ml, colore blu	1 pz.
LLG06240745	Soluzioni tampone, pH 10,00 a 25 °C, cap. 250 ml, colore blu	1 pz.
LLG06238677	Soluzioni tampone, pH 7,02 a 25 °C, cap. 1000 ml, colore giallo	1 pz.
LLG09040955	Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, cap. 1000 ml, colore rosso	1 pz.
LLG06240744	Soluzioni tampone, pH 7,02 a 25 °C, cap. 250 ml, colore giallo	1 pz.
LLG09040949	Soluzioni tampone, pH 2,0 a 25 °C, cap. 250 ml, colore rosso	1 pz.
LLG09040950	Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, cap. 250 ml, colore rosso	1 pz.
LLG09040951	Soluzioni tampone, pH 9,21 a 25 °C, cap. 250 ml, colore blu	1 pz.
LLG06206907	Soluzioni tampone, pH 4,01 a 25 °C, cap. 500 ml, colore rosso	1 pz.
LLG06229762	Soluzioni tampone, pH 7,02 a 25 °C, cap. 500 ml, colore giallo	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

