

**Agitatore ad Asta OHS 200 Advance****Velp Scientifica**

Agitatore ad Asta OHS 200 Advance. Robusto e potente agitatori ad asta con display digitale, controllo elettronico della velocità e sonda integrata PT100 di temperatura. Con sensore vibrazioni, timer e carico eccessivo, protezione da surriscaldamento e corto circuito. La connessione tramite LAN alla Piattaforma Ermes Cloud VELP è utilizzata per upload, manipolazione, monitoraggio e cambio dei risultati e dei parametri. E' possibile l'accesso al dispositivo via PC, Smartphone e Tablet.

- Misura diretta della temperatura nel campione tramite sensore PT100
- Momento Torcente stabile sull'intero range di velocità con compensazione automatica
- Momento torcente indicata nel display
- Display TFT da 3.5"
- Timer
- Chiusura con chiave
- Motore silenzioso e senza spazzole
- Facile sostituzione delle aste di agitazione senza attrezzi
- Vari metodi programmabili
- Interfaccia USB per l'installazione di aggiornamenti software e documentazione di processo



Code	Description	Packaging
LLG04666653	Agitatore ad Asta OHS 200 Advance	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

