

**Bagni riscaldanti HB 1500 / HB 1500-S****Heju**

Bagni riscaldanti HB 1500 / HB 1500-S. Il bagno riscaldante HB 1500 è indicato per vari utilizzi. Si usa pieno di acqua, olio e sabbia. E' disponibile in diverse misure. Ha un controllore di temperatura integrato con microprocessore. E' liberamente programmabile ed ha anche funzione di auto ottimizzazione e di rampe.

- Controllato da microprocessore con display a 4 digit
- 7 segmenti, verde, alto 10mm
- Con auto-ottimizzazione e funzione rampe
- Range di misura e controllo da +20 a +250°C
- Tasto On-Off a luce verde
- Regolazione della potenza di riscaldamento da 1 al 99%
- Spegnimento rapido irreversibile al raggiungimento della temperatura di sicurezza

Bagno riscaldante HB 1500-S

Come HB 1500 ed inoltre con controllore di sicurezza a microprocessore separato e un sensore di temperatura interno. Se si supera la temperatura di sicurezza, il riscaldamento si spegne completamente. Si blocca il riscaldamento > 10K + riferimento cancellato.



Code	Description	Packaging
LLG09234511	Bagni riscaldanti HB 1500, int.(ØxA) 240x150 mm est.360x290x275 mm, 4 L	1 pz
LLG09234514	Bagni riscaldanti HB 1500-S, int.(ØxA) 240x150 mm est.360x290x275 mm, 4 L	1 pz
LLG09234510	Bagni riscaldanti HB 1500, int.(ØxA) 280x180 mm est.370x320x285 mm, 8 L	1 pz
LLG09234513	Bagni riscaldanti HB 1500-S, int.(ØxA) 280x180 mm est.370x320x285 mm, 8 L	1 pz
LLG09234512	Bagni riscaldanti HB 1500, int.(ØxA) 200x130 mm est.290x270x275 mm, 2 L	1 pz
LLG09234515	Bagni riscaldanti HB 1500-S, int.(ØxA) 200x130 mm est.290x270x275 mm, 2 L	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

