

**Rack 96-Well PCR®, Bassa Temperatura****Heathrow Scientific**

Rack 96-Well PCR®, Bassa Temperatura.

La base del rack PCR® è realizzata in robusta struttura in ABS e il coperchio è realizzato in PC. Rack versatile per l'uso su un banco o per la conservazione nel congelatore.

- Conservazione di provette fino a -80 °C.
- Contiene provette da 0,2 ml singole o in strisce.
- Ambidestro.
- Coperchio staccabile.
- Impilabile.



Code	Description	Packaging
LLG04666432	Rack 96-Well PCR®, Per provettine 0,2 ml, Colore porpora, blu, verde, arancione, giallo	5 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

