

**Sebatoi per reagenti, PS, bianchi**

Heathrow Scientific LLC

Vaschette monouso per reagenti con forma del fondo a V, per assicurare che tutto il reagente sia accessibile e possa essere aspirato facilmente. Le pareti spesse e l'ampia base aggiungono stabilità e resistenza, rendendo la vaschetta facile da maneggiare e non deformabili.

- I segni di graduazione consentono la misurazione del liquido
- Con beccucci per versamento su tutti gli angoli
- Impilabili, con sistema di annidamento per una facile separazione
- Le versioni sterili sono sigillate in buste, sterilizzate con fascio di elettroni e prive di DNasi, RNasi e pirogeni
- Certificato di qualità disponibile su richiesta



Code	Description	Packaging
LLG04666444	Vaschetta per reagenti, PS, cap. 50 ml, non sterile, bianca	100 pz.
LLG04666446	Serbatoi per Reagenti, 50 ml, PVC, trasparente, non sterile	100 pz
LLG04666437	Vaschette per reagenti, Volume 10 ml, in PS, bianco, non sterile, Contenuto confezione: 1 sacchetto da 100	100 pz
LLG04666438	Serbatoi per Reagenti, 10 ml, PS, bianco, sterile	100 pz
LLG04666443	Vaschetta per reagenti, PS, cap. 50 ml, sterile, bianca	100 pz.
LLG04666448	Vaschetta per reagenti, PS, cap. 100 ml, sterile, bianca	100 pz.
LLG04666447	Serbatoi per Reagenti, 100 ml, in PS, bianco, sterile, Contenuto confezione 40 sacchetti da 5	200 pz
LLG04666449	Vaschetta per reagenti, PS, cap. 100 ml, non sterile, bianca	100 pz.
LLG04666436	Serbatoi per Reagenti, Volume 5 ml, in PS, bianco, sterile, Contenuto confezione 50 sacchetti da 1	50 pz
LLG04666439	Serbatoi per Reagenti, 25 ml, in PS, bianco, sterile, Contenuto confezione 40 sacchetti da 5	200 pz
LLG04666440	Serbatoi per Reagenti, 25 ml, in PS, bianco, sterile, Contenuto confezione 100 sacchetti da 1	100 pz
LLG04666441	Serbatoi per Reagenti, 25 ml, in PS, bianco, non sterile , Contenuto confezione 1 sacchetto da 100	100 pz
LLG04666442	Serbatoi per Reagenti, 50 ml, in PS, bianco, sterile , Contenuto confezione 40 sacchetti da 5	200 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

