

**Bottiglie e colonne per lavaggio gas, in FEP/PTFE****BOLA**

Bottiglie e colonne per lavaggio gas, in FEP/PTFE. Parte superiore con due connessioni filettate. La fritta standard in PTFE ha dimensione pori di circa 3 μm ed è avvitata sul tubo montante con un filetto M8x1. Può essere scambiato con il distributore gas PTFE con foro sottile che richiede una minore pressione primaria. Resistenti a temperature da -200 a +250°C. Trasparenti. Infrangibili. Fritta facilmente sostituibile.



Code	Description	Packaging
LLG09110308	Colonne lavaggio gas, FEP, cap. 1000 ml, h 700 mm	1 pz.
LLG09110306	Colonne lavaggio gas, FEP, cap. 500 ml, h 400 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

