

**Rack per vial criogenici, PC**

Heathrow Scientific LLC

Rack per vials criogenici, PC

Blu. Conservazione e trasporto sicuri di vials criogenici.

- Fori di drenaggio in ciascun pozzetto
- Identificazione alfanumerica
- Resistente alla temperatura fino a -196 °C
- Autoclavabile



Code	Description	Packaging
LLG06238908	Rack per vials criogenici, PC, Capacità 2 ... 5 litri, Numero posti 50, Per provettine Ø 12,9 mm	4 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

