

**Guanti per autoclave Clavies®****Bel-Art Products**

Guanti per autoclave Clavies®. In cotone senza cuciture. Morbidi, lavabili.
Protezione idonea per temperature fino a 232°C. Conf. 1 paio.



Code	Description	Packaging
LLG09005271	Guanti, per autoclave Lungh. Guanti 130 mm Lungh. totale 330 mm	1 pz.
LLG09005272	Guanti, per autoclave Lungh. Guanti 280 mm Lungh. totale 470 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

