



Bottiglie per campioni d'acqua, PET, senza tiosolfato di sodio, confezionate sfuse

**ISOLAB**

Bottiglie per campioni d'acqua, PET, senza tiosolfato di sodio, confezionate sfuse.

- Sterili;
- A tenuta;
- Pareti spesse;
- Angoli resistenti allo schiacciamento;
- Ideali per il campionamento ambientale e delle acque;
- In PET trasparente.



Code	Description	Packaging
LLG04712663	Bottiglia per campionamento acque 125 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 56 x 56 x 90 mm, GL50	180 pz
LLG04712664	Bottiglia per campionamento acque 250 ml, senza tiosolfato, dim (L x p x H) 60 x 60 x 116 mm, GL50	108 pz
LLG04712665	Bottiglia per campionamento acque 500 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 70 x 70 x 145 mm, GL50	84 pz
LLG04712666	Bottiglia per campionamento acque 1000 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 90 x 90 x 174 mm, GL50	30 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

