




Puntali per pipette con multirack advanced

Ratiolab

I ratiolab® multirack advanced garantiscono perfette condizioni igieniche, facile operatività e risparmio di tempo.

- I puntali sono inseriti in una matrice robusta, in formato 8 x 12;
- Possono essere prelevati da micropipette monocanale e a 8 o 12 canali, così come da stazioni automatiche di pipettaggio, senza la necessità di contatto con le mani garantendo l'assenza di contaminazione;
- I multirack sono stabili e durevoli, il coperchio incernierato può essere aperto con un'angolazione fino a 180°;
- Dopo l'uso, i multirack advanced possono essere saldamente chiusi tramite un sistema a click che protegge i puntali dalla polvere;
- I multirack advanced sono completamente autoclavabili a 121 °C, 20 minuti;
- Sono disponibili in versione sterile e non-sterile.

Adatti per ratiopetta®, slamed® e le più comuni micropipette presenti sul mercato.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG04711632 | Puntali per pipette con multirack advanced, cap. 1 ... 200 µl, gialli, non sterili | 960 pz |
| LLG07631821 | Puntali per pipette 200 - 1000 µl, blu, adatti a ratiopetta®, slamed® e a tutte le pipette più comuni | 960 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

