



Bottiglie per campioni d'acqua, PET, senza tiosolfato di sodio, confezione singola

ISOLAB

Bottiglie per campioni d'acqua, in PET trasparente, senza tiosolfato di sodio, confezione singola.

Ideali per il campionamento ambientale e delle acque.

- Sterili;
- A tenuta;
- Pareti spesse;
- Angoli resistenti allo schiacciamento.



Code	Description	Packaging
LLG04712667	Bottiglia per campionamento acque 125 ml, senza tiosolfato, dim (L x p x H) 56 x 56 x 90 mm, GL50, conf. sing.	130 pz
LLG04712668	Bottiglia per campionamento acque 250 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 60 x 60 x 116 mm, GL50, conf. sing.	72 pz
LLG04712669	Bottiglia per campionamento acque 500 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 70 x 70 x 145 mm, GL50, conf. sing.	42 pz
LLG04712670	Bottiglia per campionamento acque 1000 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 90 x 90 x 174 mm, GL50, conf. sing.	22 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

