



Bottiglie per campioni d'acqua, PET, senza tiosolfato di sodio, confezione singola

**ISOLAB**

Bottiglie per campioni d'acqua, in PET trasparente, senza tiosolfato di sodio, confezione singola.  
Ideali per il campionamento ambientale e delle acque.

- Sterili;
- A tenuta;
- Pareti spesse;
- Angoli resistenti allo schiacciamento.



Code	Description	Packaging
LLG04712667	Bottiglia per campionamento acque 125 ml, senza tiosolfato, dim (L x p x H) 56 x 56 x 90 mm, GL50, conf. sing.	130 pz
LLG04712668	Bottiglia per campionamento acque 250 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 60 x 60 x 116 mm, GL50, conf. sing.	72 pz
LLG04712669	Bottiglia per campionamento acque 500 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 70 x 70 x 145 mm, GL50, conf. sing.	42 pz
LLG04712670	Bottiglia per campionamento acque 1000 ml, senza tiosolfato, dim. (L x p x H) 90 x 90 x 174 mm, GL50, conf. sing.	22 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

