



Bottiglie per campioni d'acqua, PET, con tiosolfato di sodio, confezionate in bulk

ISOLAB

I flaconi con tiosolfato di sodio (20 mg/l - secondo lo standard ISO/FIS 19458/2006) sono ideali per le analisi dell'acqua in cui il cloro può modificare la composizione del campione.

- Sterili;
- A tenuta;
- Pareti spesse;
- Angoli resistenti alla frantumazione;
- in PET trasparente.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG04712671 | Bottiglia per campionamento acque 125 ml, con tiosolfato, dim. (L x p x H) 56 x 56 x 90 mm, GL50 | 180 pz |
| LLG04712672 | Bottiglia per campionamento acque 250 ml, con tiosolfato, dim (L x p x H) 60 x 60 x 116 mm, GL50 | 108 pz |
| LLG04712673 | Bottiglia per campionamento acque 500 ml, con tiosolfato, dim. (L x p x H) 70 x 70 x 145 mm, GL50 | 84 pz |
| LLG04712674 | Bottiglia per campionamento acque 1000 ml, con tiosolfato, dim. (L x p x H) 90 x 90 x 174 mm, GL50 | 30 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

