

**Blocchi intercambiabili per Thermomixers e Termostati a Blocchi****Hettich Benelux**

Blocchi intercambiabili per Thermomixers e Termostati a Blocchi. Il peso fisico giusto e conveniente è importante per avere alta precisione della temperatura all'interno del campione. Tutti i blocchi sono realizzati in alluminio conduttivo. Blocchi personalizzati su richiesta. Tutti i blocchi sono autoclavabili.



Code	Description	Packaging
LLG09777128	Blocco BZ 15, per provette falcon, 14x15ml, con coperchio isolante	1 pz.
LLG09777129	Blocco BZ 50, per provette falcon, 6x50ml, con coperchio isolante	1 pz.
LLG09777122	Blocco BM 15, per microprovette, 24x1,5ml, coniche	1 pz.
LLG09777123	Blocco BM 20, per microprovette, 24x0,2ml, cilindriche	1 pz.
LLG09777121	Blocco BM 05, per microprovette, 38x0,5ml, coniche	1 pz.
LLG09777120	Blocco BM 02, per microprovette, 96x0,2ml, coniche e strisce di 8 provette	1 pz.
LLG09777133	Blocco BF 96, per piastre microtiter, 96 pozzetti, fondo piatto	1 pz.
LLG09777132	Blocco BV 96, per piastre microtiter, 96 pozzetti, fondo a V o tondo	1 pz.
LLG09777130	Blocco BC 96, per piastre PCR, 96 pozzetti, fondo V	1 pz.
LLG09777125	Blocco BP 12, per provette, 24xØ12mm, fondo piatto, profondità blocco 20mm	1 pz.
LLG09777127	Blocco BP 16, per 24 prov. Ø16,5 mm f.tondo, prof. foro 51mm, coperchio	1 pz.
LLG09777134	Blocco BD 96, per piastre deep well, 96 pozzetti, fondo tondo	1 pz.
LLG09777149	Blocco BM 13, per vials criostatici, 1,5-2,0ml	1 pz.



