

**Blocchi intercambiabili per Thermomixers e Termostati a Blocchi****Hettich Benelux**

Blocchi intercambiabili per Thermomixers e Termostati a Blocchi. Il peso fisico giusto e conveniente è importante per avere alta precisione della temperatura all'interno del campione. Tutti i blocchi sono realizzati in alluminio conduttivo. Blocchi personalizzati su richiesta. Tutti i blocchi sono autoclavabili.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|--|-----------|
| LLG09777128 | Blocco BZ 15, per provette falcon, 14x15ml, con coperchio isolante | 1 pz. |
| LLG09777129 | Blocco BZ 50, per provette falcon, 6x50ml, con coperchio isolante | 1 pz. |
| LLG09777122 | Blocco BM 15, per microprovette, 24x1,5ml, coniche | 1 pz. |
| LLG09777123 | Blocco BM 20, per microprovette, 24x0,2ml, cilindriche | 1 pz. |
| LLG09777121 | Blocco BM 05, per microprovette, 38x0,5ml, coniche | 1 pz. |
| LLG09777120 | Blocco BM 02, per microprovette, 96x0,2ml, coniche e strisce di 8 provette | 1 pz. |
| LLG09777133 | Blocco BF 96, per piastre microtiter, 96 pozzetti, fondo piatto | 1 pz. |
| LLG09777132 | Blocco BV 96, per piastre microtiter, 96 pozzetti, fondo a V o tondo | 1 pz. |
| LLG09777130 | Blocco BC 96, per piastre PCR, 96 pozzetti, fondo V | 1 pz. |
| LLG09777125 | Blocco BP 12, per provette, 24xØ12mm, fondo piatto, profondità blocco 20mm | 1 pz. |
| LLG09777127 | Blocco BP 16, per 24 prov. Ø16,5 mm f.tondo, prof. foro 51mm, coperchio | 1 pz. |
| LLG09777134 | Blocco BD 96, per piastre deep well, 96 pozzetti, fondo tondo | 1 pz. |
| LLG09777149 | Blocco BM 13, per vials criostatici, 1,5-2,0ml | 1 pz. |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
 Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System



