

**Rifrattometri da laboratorio Abbemat Essential****Anton Paar**

La linea Abbemat Essential è economica e offre la migliore qualità costruttiva e il miglior controllo della temperatura.

Tutti e tre gli strumenti sono adatti per liquidi, sostanze viscoso o solide, nonché per sostanze torbide e scure. Misure di concentrazione rapide grazie a un'interfaccia utente semplificata e a metodi predefiniti. Non è necessario alcun addestramento.

- Controllo preciso della temperatura Peltier;
- Fino a 10 metodi: indice di rifrazione e Brix preimpostati, più 8 metodi opzionali;
- Alta precisione;
- Touchscreen ibrido intuitivo da 7";
- Prisma di zaffiro con 25 anni di garanzia;
- È disponibile una stampante per etichette opzionale per il trasferimento dei dati senza errori.



Code	Description	Packaging
LLG04713222	Rifrattometro ABBEMAT 3001, range di misura 1,33 ... 1,55 nD - 0 ... 100 °Brix, precisione $\pm 0,0001$ nD - $\pm 0,05$ °Brix	1 pz
LLG04713223	Rifrattometro ABBEMAT 3101, range di misura 1,30 ... 1,66 nD - 0 ... 100 °Brix, precisione $\pm 0,00004$ nD - $\pm 0,03$ °Brix	1 pz
LLG04713224	Rifrattometro ABBEMAT 3201, range di misura 1,26 ... 1,72 nD - 0 ... 100 °Brix, precisione $\pm 0,00002$ nD - $\pm 0,015$ °Brix	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

