

**Agitatore Digitale ad Asta DLH****Velp Scientifica**

DLH è un agitatore digitale per i liquidi di medio-alta viscosità.

La struttura in tecnopolimero offre un'elevata resistenza agli agenti chimici ed una leggerezza unica, mentre il motore robusto garantisce un funzionamento continuo negli anni, senza costi aggiuntivi per la manutenzione. Infatti DLH è progettato per resistere nel tempo e **garantito per 3 anni**.

Semplice da installare, resistente e sicuro, DLH offre un ingombro contenuto, per sfruttare al meglio lo spazio sul banco. L'intuitivo mandrino autobloccante non richiede particolari strumenti ed offre la possibilità di utilizzare diversi modelli di asta, per le più svariate applicazioni.

Un particolare sistema blocca l'agitatore in caso di cattivo funzionamento in modo da garantire un'estrema sicurezza.

DLH guida l'utilizzatore attraverso un display estremamente luminoso e di facile lettura. Tutti i principali parametri, tra cui la velocità reale, quella impostata e la coppia, sono costantemente mostrati. Senza dimenticare il timer digitale integrato, **programmabile fino a 999:59 minuti**, con spegnimento automatico.

DLH vanta anche un sistema di contro-reaione che garantisce velocità costante al variare della viscosità.

Regolazione elettronica della velocità:

da 50 a 2000 giri/min

Volume di agitazione (H₂O):

fino a 40 litri

Coppia massima:

80 Ncm

Viscosità:

fino a 50000 mPa s

Controreaione:

velocità costante anche al variare della viscosità



Code	Description	Packaging
LLG04666673	Agitatore Digitale ad Asta DLH	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

