



Accessori per Agitatori Orbitali Thermo Scientific MaxQ HP.



Code	Description	Packaging
LLG04009429	Molla per beuta 125ml	1 pz.
LLG04009432	Molla per beuta 1 L	1 pz.
LLG04009430	Molla per beuta 250/300ml	1 pz.
LLG04009427	Molla per beuta 25ml	1 pz.
LLG04009436	Molla per beuta 2,8 L	1 pz.
LLG04009433	Molla per beuta 2 L	1 pz.
LLG04009434	Molla per beuta 4 L	1 pz.
LLG04009431	Molla per beuta 500ml	1 pz.
LLG04009428	Molla per beuta 50ml	1 pz.
LLG04009440	Molla per beuta 5 L	1 pz.
LLG04009435	Molla per beuta 6 L	1 pz.
LLG04009516	Supporti ad angolo regolabile per rack per provette da 10-13mm (3-7ml)	1 pz.
LLG04009517	Supporti ad angolo regolabile per rack per provette da 16-20mm (10-20ml)	1 pz.
LLG04009518	Supporti ad angolo regolabile per rack per provette da 21-25mm (30ml)	1 pz.
LLG04009519	Supporti ad angolo regolabile per rack per provette da 26-30mm (50ml)	1 pz.
LLG04009395	Scaffale consolle per agitatore (solo per modelli a cassetto)	1 pz.
LLG04009511	Kit doppio di impilaggio per agitatori da tavolo	1 pz.
LLG04009441	Kit base di clips per fissaggio vetreria	1 pz.
LLG04009399	Manicotto per degasaggio diretto beute, solo per 420 HP, 436 HP e 481 HP	1 pz.
LLG04009403	Kit magneti MagNote e penna, solo per modelli da tavolo	1 pz.



Code	Description	Packaging
LLG04009402	Kit magneti MagNote e penna, solo per modelli da pavimento	1 pz.
LLG04009437	Molla per micropietra	1 pz.
LLG04009521	Supporto per micropietre Deep Well, 2 scomparti	1 pz.
LLG04009522	Supporto per micropietre standard, 3 scomparti	1 pz.
LLG04009397	Adattatore per cambio veloce di piattaforma	1 pz.
LLG04009401	Tappetino in gomma per trattenere piccole provette e vial	1 pz.
LLG04009532	Rack per provette da 10-13mm (3-7ml)	1 pz.
LLG04009533	Rack per provette da 16-20mm (10-20ml)	1 pz.
LLG04009514	Rack per provette da 21-25mm (30ml)	1 pz.
LLG04009515	Rack per provette da 26-30mm (50ml)	1 pz.
LLG04009353	Inseriti per provette, perforati per portare 3x50ml e 8x1,5/2,0ml provette	5 pz.
LLG04009438	Vassoio imbottito in gomma, 229x457 mm	1 pz.
LLG04009439	Vassoio imbottito in gomma, 457x457 mm	1 pz.



