

**Rack galleggianti PrepSafe per provette da microcentrifuga, PP****Bel-Art Products**

Rack galleggianti PrepSafe™ per provette da microcentrifuga, in PP. Proteggono i campioni da perdite e contaminazioni. Si mettono le provette nelle apposite fessure e si fanno scorrere fino alla posizione di bloccaggio; i tubi restano fermi e i tappi chiusi quando si lavora sotto pressione, in galleggiamento o immersione. Si utilizzano in bagnomaria, bagni di ghiaccio o sul banco.

- Portano fino a 12 provette per microcentrifuga da 1.5 ml o 2.0 ml in posizioni numerate
- Maniglia in rilievo per facile sollevamento senza agitazione dei campioni; uno stabile piede di appoggio tiene il rack in posizione verticale sul banco
- Diametro esterno di 95 mm che alloggia beakers fino a 1000 ml
- Con attacco vortex removibile, che consente di agitare simultaneamente i campioni
- In polipropilene, autoclavabile a vapore a 121°C



Code	Description	Packaging
LLG09400995	Rack galleggianti PrepSafe per provette da microcentrifuga, colore naturale	1 pz.
LLG09400998	Rack galleggianti PrepSafe per provette da microcentrifuga colore giallo	1 pz.
LLG09400997	Rack galleggianti PrepSafe per provette da microcentrifuga colore rosa	1 pz.
LLG09400996	Rack galleggianti PrepSafe per provette da microcentrifuga colore turchese	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

