



Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 Advance System, con sonda di temperatura

Velp Scientifica

AREX 5 Advance ridefinisce il concetto di agitatore magnetico riscaldante da laboratorio: massima precisione, flessibilità e facilità d'uso.  
Interfaccia di facile utilizzo: pulsanti capacitivi e un pannello di controllo in vetro temperato, Navigazione senza soluzione di continuità e leggibilità da ogni angolatura.  
Design elegante.

- Possibilità di impostare rampe di temperatura e velocità di agitazione;
- Timer programmabile per ottimizzare il flusso di lavoro;
- Monitoraggio delle variazioni di viscosità;
- Possibilità di scelta tra più modelli di agitazione;
- Diverse opzioni di connessione..

**Fornitura:** agitatore magnetico, ancoretta (Ø 8 x 40 mm), sonda temperatura Pt100.



Code	Description	Packaging
LLG04713182	Agitatore magnetico riscaldante AREX 5 Advance System, con sonda di temperatura	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

