



**Agitatore magnetico riscaldante AREC 7 Advance System, con piastra in ceramica, con sonda di temperatura, asta e morsetto**

**Velp Scientifica**

Il sistema AREC 7 Advance definisce un nuovo standard tra gli agitatori magnetici riscaldanti per: precisione, versatilità, controllo intuitivo.

Presenta un'interfaccia utente all'avanguardia con pulsanti capacitivi e un pannello di controllo in vetro temperato resistente, offrendo una navigazione senza sforzo e una visibilità cristallina.

Possibilità di impostare rampe per temperatura e agitazione;

Flusso di lavoro ottimizzato grazie al timer programmabile;

Monitoraggio delle variazioni di viscosità;

Possibilità di impostare diverse modalità di agitazione;

Molteplici opzioni di connettività.

**Fornitura:** agitatore magnetico, ancoretta (Ø 8 x 40 mm), sonda temperatura Pt100, asta e morsetto.



Code	Description	Packaging
LLG04713190	Agitatore magnetico riscaldante AREC 7 Advance System, con sonda di temperatura, asta e morsetto	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

