

**Filtri a siringa SPHEROS, PES****LLG Labware**

Filtri a siringa SPHEROS, in PES. Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicaizoni in laboratori di HPLC, farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande.

- Robusto alloggiamento in polipropilene
- Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed uscita maschio Luer-Slip
- Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer
- Sterili o non sterili
- I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatrici



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06272640 | Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,22µm, verde, non sterile | 50 pz.    |
| LLG06272641 | Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,45µm, verde, non sterile | 50 pz.    |
| LLG06272642 | Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,22µm, verde, sterile     | 45 pz.    |
| LLG06272643 | Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,45µm, verde, sterile     | 45 pz.    |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

