

**Filtri a siringa SPHEROS, PES****LLG Labware**

Filtri a siringa SPHEROS, in PES. Filtri a siringa a prezzo contenuto per filtrazione di una grande varietà di solventi e di soluzioni acquose e inorganiche. Questi filtri a siringa coprono molte applicazioni in laboratori di HPLC, farmaceutici, ambientali, di biotecnologie e per test su alimenti e bevande.

- Robusto alloggiamento in polipropilene
- Filtri a siringa multifunzionali con ingresso femmina Luer-Lock ed uscita maschio Luer-Slip
- Adatti per tutte le siringhe con connessione Luer
- Sterili o non sterili
- I prodotti sterili sono imballati in blister duri individuali e scatole dispensatrici



Code	Description	Packaging
LLG06272640	Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,22µm, verde, non sterile	50 pz.
LLG06272641	Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,45µm, verde, non sterile	50 pz.
LLG06272642	Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,22µm, verde, sterile	45 pz.
LLG06272643	Filtri a siringa SPHEROS, PES, Ø 25mm, pori 0,45µm, verde, sterile	45 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

