

**Agitatore Magnetico AMI 4****Velp Scientifica**

Agitatori magnetici illuminati, particolarmente utili per titolazioni.

AMI 4 è dotato di quattro posizioni indipendenti, progettato per resistere nel tempo e garantito per 3 anni.

- Regolazione elettronica della velocità: fino a 1100 giri/min
- Volume di agitazione (H₂O): fino a 5 litri (per ogni posizione di agitazione)
- Struttura: metallica con vernicitatura epossidica
- Posizioni di agitazione: 4 posizioni di agitazione
- Distanza posizioni di agitazione: 150 mm
- Potenza: 4.8 W
- Peso: 4.0 kg
- Dimensioni (LxHxP): 600x55x270 mm

Prestazioni:

- Regolazione elettronica dei giri: fino a 1100 rpm
- Controllo velocità: ottimo controllo della velocità anche a basso numero di giri
- Sistema di agitazione: magnete trascinatore di elevata forza adeguato anche per lavoro in continuo



Code	Description	Packaging
LLG04666685	Agitatore magnetico AMI4	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

