

**Grebiule criogenico T-Cryo Light****tec-lab GmbH**

Grebiule criogenico T-Cryo Light. Impermeabile. Adatto per tutte le applicazioni di laboratorio che prevedono l'uso di azoto liquido e altri gas criogenici. Realizzato con un tessuto composito speciale, molto resistente e rivestito. Testato a contatto con l'azoto liquido (-195.82 °C) per un minuto e con seguente test di flessibilità (metodo RCT). Con chiusure a clip regolabili. Conforme alla normativa EN 511, EN 388, CAT. III.



Code	Description	Packaging
LLG04668440	Grebiule criogenico T-Cryo Light, Largh. 700 mm, Lungh. 1100 mm	1 pz.
LLG04668441	Grebiule criogenico T-Cryo Light, Largh. 700 mm, Lungh. 1200 mm	1 pz.
LLG04668442	Grebiule criogenico T-Cryo Light, Largh. 700 mm, Lungh. 1350 mm	1 pz.
LLG06283413	Grebiule criogenico T-Cryo Light, Largh. 700 mm, Lungh. 900 mm	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

