

**Conduttimetri analogici AC 100 / AW 100 / AE 100****Stakpure GmbH****Conduttimetri analogici AC 100 / AW 100 / AE 100**

Conduttimetri analogici per una facile e affidabile misurazione della conducibilità di acqua pura. Visualizzazione analogica del valore di misurazione in  $\mu\text{S}/\text{cm}$ .

**La Fornitura include:** Cella di misura e set di due tubi da 1,5 m.

**Caratteristiche**

**Range di misura:** 0.1 ... 50  $\mu\text{S}/\text{cm}$

**Collegamento:** R  $\frac{3}{4}$ "

**Alimentazione:** 230 V / 50 ... 60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06291567	Conduktivimetri analogici AC 100, Per installazione a cartuccia, Dimensioni (L x P x H) 93 x 123 x 170 mm	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

