

**Dispensatore per bottiglia uniTOPDISPENS 2****LLG Labware**

Dispensatore per bottiglia uniTOPDISPENS 2 - la combinazione di una valvola senza molla in PTFE e di un pistone in PTFE con Oring in ETP chimicamente resistente, consente di dispensare sia reagenti organici che basi, eliminando la necessità di acquistare diversi dispensatori per diverse applicazioni - il design migliorato del dispensatore per bottiglia uniTOPDISPENS 2 include una valvola di ricircolo che consente una dispensazione liscia, precisa e realmente priva di bolle, senza nessuna perdita di reagente - l'adattatore per bottiglia specificatamente progettato, che consente la rotazione dell'unità di 360°, la semplice regolazione del volume e l'ugello di erogazione flessibile, rendono il dispensatore facile da utilizzare - disponibile in 6 range volumetrici.

**Caratteristiche**

- Valvola in PTFE senza molla e pistone in PTFE con Oring in ETP, chimicamente resistente, forniscono elevata compatibilità chimica.
- Valvola di ricircolo che consente facile caricamento e dispensazione senza bolle.
- Possibile rotazione a 360° grazie all'adattatore per bottiglia appositamente progettato.
- Dispensazione liscia, riproducibile e senza sforzo.
- Ugello di erogazione flessibile e regolabile che fornisce all'utilizzatore un angolo di dispensazione flessibile.
- Manopola di regolazione del volume appositamente progettata per rapida e semplice impostazione del volume.
- Il tubo telescopico di aspirazione estraibile può essere facilmente adattato a bottiglie con diverse altezze.
- Il tappino sull'ugello riduce il contatto con l'aria e previene l'essiccazione ed il gocciolamento, se inserito.
- Cinque adattatori per bottiglia inclusi (28 mm, 32 mm, 37 mm, 40 mm e 45 mm). Filettatura standard: 30 mm.
- Completamente autoclavabili a 121 °C, 15 psi per 1015 min.
- Calibrati individualmente in accordo con standard ISO 8655.



| Code        | Description                                                            | Packaging |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06282275 | Dispensatore per bottiglie uniTOPDISPENS 2, 0,25-2,5 ml, grad. 0,05 ml | 1 pz.     |
| LLG06282276 | Dispensatore per bottiglie uniTOPDISPENS 2, 0,5-5 ml, grad. 0,1 ml     | 1 pz.     |
| LLG06282277 | Dispensatore per bottiglie uniTOPDISPENS 2, 1-10 ml, grad. 0,2 ml      | 1 pz.     |
| LLG06282278 | Dispensatore per bottiglie uniTOPDISPENS 2, 2,5-30 ml, grad. 0,5 ml    | 1 pz.     |
| LLG06282279 | Dispensatore per bottiglie uniTOPDISPENS 2, 5-60 ml, grad. 1,0 ml      | 1 pz.     |
| LLG06282280 | Dispensatore per bottiglie uniTOPDISPENS 2, 10-100 ml, grad. 2,0 ml    | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

