

**Filtri a siringa CA, in acetato di cellulosa****LLG Labware**

Filtri a siringa CA, in acetato di cellulosa. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle applicazioni. Pre-sterilizzati o non sterili. Prodotti sterili in robusti blister individuali. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore o alla stampa. Membrana idrofilica per filtrazione di soluzioni acquose. Questa membrana presenta eccellente stabilità di forma in soluzioni acquose e una capacità legante molto bassa rispetto alle proteine (21 µg per filtro da 25mm). Ideale per uso con macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri solubili in acqua. Con attacco Luer-Lock.



| Code        | Description                                                       | Packaging |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06285694 | Filtri a siringa CA, sterile, Ø 13 mm, pori 0,80 µm, verde        | 50 pz.    |
| LLG09055500 | Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, blu, non sterile    | 500 pz    |
| LLG09055502 | Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, giallo, non sterile | 500 pz    |
| LLG09055504 | Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,80 µm, verde, non sterile  | 500 pz    |
| LLG09055510 | Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, blu, sterile        | 50 pz     |
| LLG09055512 | Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, giallo, sterile     | 50 pz     |
| LLG06285699 | Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,80 µm, verde        | 50 pz.    |
| LLG06285703 | Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, trasparente  | 50 pz.    |
| LLG06285704 | Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, trasparente  | 50 pz.    |
| LLG06285705 | Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,80 µm, trasparente  | 50 pz.    |
| LLG07970389 | Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,80 µm, verde, non sterile  | 500 pz    |
| LLG09055501 | Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, blu, non sterile    | 500 pz    |
| LLG09055503 | Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, giallo, non sterile | 500 pz    |
| LLG09055511 | Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, blu, sterile        | 50 pz     |
| LLG09055513 | Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, giallo, sterile     | 50 pz     |





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

