

**Filtri a siringa CA, in acetato di cellulosa****LLG Labware**

Filtri a siringa CA, in acetato di cellulosa. LLG offre una linea di filtri per siringa appositamente progettati per fornire una filtrazione efficiente per un'ampia varietà di fluidi, solventi, soluzioni acquose o inorganiche. I nostri filtri a siringa coprono molte applicazioni in HPLC, laboratori farmaceutici, biotecnologici e per test su alimenti e bevande. Esterno iniettato in polipropilene o MABS. Filtri per siringa multifunzionali con connessione Luer-Lock femmina / Luer-Lock maschio o connessione Luer Slip maschio, a seconda delle applicazioni. Pre-sterilizzati o non sterili. Prodotti sterili in robusti blister individuali. Superiore stabilità alla pressione. Facili da identificare grazie alla codifica colore o alla stampa. Membrana idrofilica per filtrazione di soluzioni acquose. Questa membrana presenta eccellente stabilità di forma in soluzioni acquose e una capacità legante molto bassa rispetto alle proteine (21 µg per filtro da 25mm). Ideale per uso con macromolecole biologiche, oligomeri e polimeri solubili in acqua. Con attacco Luer-Lock.



Code	Description	Packaging
LLG06285694	Filtri a siringa CA, sterile, Ø 13 mm, pori 0,80 µm, verde	50 pz.
LLG09055500	Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, blu, non sterile	500 pz
LLG09055502	Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, giallo, non sterile	500 pz
LLG09055504	Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,80 µm, verde, non sterile	500 pz
LLG09055510	Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,20 µm, blu, sterile	50 pz
LLG09055512	Filtro per siringa CA, Ø 13 mm, pori 0,45 µm, giallo, sterile	50 pz
LLG06285699	Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,80 µm, verde	50 pz.
LLG06285703	Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, trasparente	50 pz.
LLG06285704	Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, trasparente	50 pz.
LLG06285705	Filtri a siringa CA, sterile, Ø 25 mm, pori 0,80 µm, trasparente	50 pz.
LLG07970389	Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,80 µm, verde, non sterile	500 pz
LLG09055501	Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, blu, non sterile	500 pz
LLG09055503	Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, giallo, non sterile	500 pz
LLG09055511	Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,20 µm, blu, sterile	50 pz
LLG09055513	Filtro per siringa CA, Ø 25 mm, pori 0,45 µm, giallo, sterile	50 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

