

**Vial per scintillazione Wheaton**

DWK Life Sciences Inc.

Vial per scintillazione. In vetro borosilicato con basso contenuto di potassio Wheaton 180. Volume 20 ml. Con tappo a vite bianco in PP. Inserto in lamina metallica. Elevata trasmissione UV. Dimensioni ØxH: 28x61 mm.



| Code        | Description                                                          | Packaging |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG06253024 | Vial per scintillazione, 20 ml, tappo 22-400, Dim.(Ø x H) 28 x 61 mm | 500 pz.   |
| LLG06284229 | Vial per scintillazione, 20 ml, tappo 22-400, Dim.(Ø x H) 28 x 61 mm | 500 pz.   |
| LLG06801771 | Vial per scintillazione, 20 ml, tappo 22-400, Dim.(Ø x H) 28 x 61 mm | 500 pz.   |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

