

**Vial per scintillazione Wheaton**

DWK Life Sciences Inc.

Vial per scintillazione. In vetro borosilicato con basso contenuto di potassio Wheaton 180. Volume 20 ml. Con tappo a vite bianco in PP. Inserto in lamina metallica. Elevata trasmissione UV. Dimensioni ØxH: 28x61 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06253024	Vial per scintillazione, 20 ml, tappo 22-400, Dim.(Ø x H) 28 x 61 mm	500 pz.
LLG06284229	Vial per scintillazione, 20 ml, tappo 22-400, Dim.(Ø x H) 28 x 61 mm	500 pz.
LLG06801771	Vial per scintillazione, 20 ml, tappo 22-400, Dim.(Ø x H) 28 x 61 mm	500 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

