



Micropipette elettroniche Multicanale Eppendorf Xplorer® plus, volume variabile

Eppendorf

Micropipette elettroniche Multicanale Eppendorf Xplorer® plus, volume variabile. Le pipette elettroniche Eppendorf Xplorer plus sono state appositamente progettate per elevati standard professionali, per fornire il supporto ottimale per voi nel vostro lavoro, con un nuovo concetto di comando intuitivo e design basato sul comprovato Eppendorf PhysioCare® Concept.- Autodispensazione- Pipettaggio manuale, multi-aspirato, diluizione, pipettaggio sequenziale, dispensazione sequenziale, pipettaggio inverso- Programmazione di mol teplici modalità in sequenza- Regolazione di volumi fissi- Protezione tramite password- Funzione di Storia- Avvertimento Intervallo di manutenzione



Code	Description	Packaging
LLG09283191	Pipette Xplorer plus, canali 8, 15-300 µl, pulsante arancione colore	1 pz.
LLG09283192	Pipette Xplorer plus, canali 12, 15-300 µl, pulsante arancione colore	1 pz.
LLG09283189	Pipette Xplorer plus, canali 8, 5-100 µl, pulsante giallo colore	1 pz.
LLG09283190	Pipette Xplorer plus, canali 12, 5-100 µl, pulsante giallo colore	1 pz.
LLG09283193	Pipette Xplorer plus, canali 8, 50-1200 µl, pulsante verde colore	1 pz.
LLG09283194	Pipette Xplorer plus, canali 12, 50-1200 µl, pulsante verde colore	1 pz.
LLG09283187	Pipette Xplorer plus, canali 8, 0,5-10 µl, pulsante grigio medio colore	1 pz.
LLG09283188	Pipette Xplorer plus, canali 12, 0,5-10 µl, pulsante grigio medio colore	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

