

**Occhiali di sicurezza SecureFit 400X****3M Deutschland GmbH****Occhiali di sicurezza SecureFit™ 400X**

Come ulteriore sviluppo della serie SF400 SGAF con Rivestimento Antiappannamento 3M Scotchgard, la serie 3M SecureFit 400X presenta una protezione integrata per le sopracciglia per un maggiore comfort e protezione contro i rischi meccanici.

- Dispone della tecnologia brevettata 3M di regolazione a diffusione automatica di pressione sulle tempie
- Naselli morbidi e regolabili
- Punti di appoggio asimmetrici imbottiti a doppia iniezione per un maggiore comfort sulle orecchie
- Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% di UVA e UVB
- Rivestimento Antiappannamento Scotchgard(SGAF)
- Lenti a specchio per interni ed esterni (I/O)



Code	Description	Packaging
LLG04668587	Occhiali di sicurezza SecureFit™ 400X, Colore grigio/nero, Lenti grigie / nere a specchio arcobaleno	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

