

**Termociclatore PRIME / PRIMEG****biostep**

Termociclatore PRIME / PRIMEG. Termociclatore per elevate quantità di campione

- Ciclatore approvato con nuovo design
- Con e senza funzione gradiente
- Aggiornamento gradiente da PRIME a PRIMEG
- Disponibile con blocchi combinati per provette PCR 33 x 0,2 ml e 33 x 0,5 ml
- Schermo touch a colori da 5.7
- Veloce rapporto di riscaldamento e raffreddamento
- Coperchio regolabile in altezza e riscaldabile, temperatura da 100 a 115°C, con interruttore ON/OFF e spegnimento automatico in caso di sovrariscaldamento
- 1000 programmi memorizzabili
- Protetto da password
- Auto-riavvio
- Porta USB
- 4 anni di garanzia per il ciclatore Prime Thermal

Caratteristiche

Temperatura blocco: da +4 a +100°C

Temperatura gradiente (PRIME solo con aggiornamento): da +30 a +80°C

Gradiente massimo: +29°C

Uniformità blocco a 55°C: $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$

Massimo rapporto riscaldamento: 3.4°C/s

Dimensioni (L x P x H): 240mm x 420mm x 240mm



Code	Description	Packaging
LLG09595510	Aggiornamento gradiente da PRIME a PRIMEG	1 pz.
LLG09595508	Termociclatore PRIME, include blocco per 60 x 0.5ml provette	1 pz.
LLG09595511	Termociclatore PRIMEG include blocco da 60 x 0.5ml provette	1 pz.
LLG09595509	Termociclatore PRIME, con blocco per 96x0,2ml prov. e piastre PCR 96 pozz.	1 pezzo
LLG09595512	Termociclatore PRIMEG, con blocco per 96x0,2ml prov. e piastre PCR 96 pozz.	1 pezzo
LLG09595513	Termociclatore PRIME, include blocco combinato per provette 33 x 0.2ml e 33 x 0.5ml	1 pz.
LLG09595514	Termociclatore PRIMEG, include blocco combinato per provette 33 x 0.2ml e 33 x 0.5ml	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

