

**Transilluminatori UV ENDURO****Corning**

I transilluminatori UV ENDURO™ rappresentano un grande prodotto immagine del vero nome ENDURO™. Questi transilluminatori UV sono stati progettati per uso robusto e per lunga durata con caratteristiche eccezionali.

L'uso di vetro nero UV minimizza l'effetto striping visibile in molti transilluminatori UV. Questo fornisce un background più uniforme per gel imaging. I convenzionali schermi UV perdono un po' di raggi UV (circa 8%), ma i transilluminatori UV Enduro non consentono perdite.

- Dimensioni compatte con 210 mm x 260 mm di area visiva.
- Disponibili nei modelli a singola o doppia lunghezza d'onda.
- Il pesante design unico a cerniera può essere tenuto in posizione con qualsiasi angolazione per gel cutting.
- Lo schermo UV protegge completamente l'utilizzatore dalla luce UV.
- Il vetro nero UV uniforme fornisce miglior contrasto di immagini.





**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
VIA R. MERENDI, 22  
20007 CORNAREDO (MI)  
TEL. +39 02 93 99 190  
FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
a Certified Quality  
Management System*

