

**Vasca per elettroforesi gel Enduro 96****Labnet**

Vasca per elettroforesi gel Enduro™ 96. L'unità di elettroforesi gel orizzontale con formato a 96-pozzetti orizzontali è compatibile con le pipette multicanale a 8 canali ed è all'altezza delle configurazioni delle piastre standard a 96 pozzetti. Il tempo medio di esecuzione per questo gel 100 x 120 mm va da 15 a 30 minuti. Il layout dei pozzetti è progettato per consentire una lunghezza della corsa di 18 mm per campione, fornendo una separazione ideale.

**Caratteristiche**

Dimensioni gel: 100 x 120mm

Dimensioni unità: 220mm x 125mm x 90mm

Capacità max. di campione: 96 campioni + 1 o 2 marcatori di corsia

Pettini disponibili: 8 + 1 marcatore oppure 8 + 2 marcatori

Spessori: 1mm, 1,5mm



| Code        | Description                                                                 | Packaging |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG09595355 | Blocco pettine, 1 marcatore, spessore 1,5mm                                 | 1 pz.     |
| LLG09595354 | Blocco pettine, 1 marcatore, spessore 1mm                                   | 1 pz.     |
| LLG09595357 | Blocco pettine, 2 marcatori, spessore 1,5mm                                 | 1 pz.     |
| LLG09595356 | Blocco pettine, 2 marcatori, spessore 1mm                                   | 1 pz.     |
| LLG09595359 | Blocco pettine, 8 campioni, 1 marcatore, spessore 1,5mm                     | 1 pz.     |
| LLG09595358 | Blocco pettine, 8 campioni, 1 marcatore, spessore 1mm                       | 1 pz.     |
| LLG09595361 | Blocco pettine, 8 campioni, 1 marcatore, spessore 1mm                       | 1 pz.     |
| LLG09595360 | Blocco pettine, 8 campioni, 2 marcatori, spessore 1mm                       | 1 pz.     |
| LLG09595351 | Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1,5mm, marcatore  | 1 pz.     |
| LLG09595353 | Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1,5mm 2 marcatori | 1 pz.     |
| LLG09595350 | Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1mm, marcatore    | 1 pz.     |
| LLG09595352 | Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1mm, 2 marcatori  | 1 pz.     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

