

**Vasca per elettroforesi gel Enduro 96****Labnet**

Vasca per elettroforesi gel Enduro™ 96. L'unità di elettroforesi gel orizzontale con formato a 96-pozzetti orizzontali è compatibile con le pipette multicanale a 8 canali ed è all'altezza delle configurazioni delle piastre standard a 96 pozzetti. Il tempo medio di esecuzione per questo gel 100 x 120 mm va da 15 a 30 minuti. Il layout dei pozzetti è progettato per consentire una lunghezza della corsa di 18 mm per campione, fornendo una separazione ideale.

Caratteristiche

Dimensioni gel: 100 x 120mm

Dimensioni unità: 220mm x 125mm x 90mm

Capacità max. di campione: 96 campioni + 1 o 2 marcatori di corsia

Pettini disponibili: 8 + 1 marcatore oppure 8 + 2 marcatori

Spessori: 1mm, 1,5mm



Code	Description	Packaging
LLG09595355	Blocco pettine, 1 marcatore, spessore 1,5mm	1 pz.
LLG09595354	Blocco pettine, 1 marcatore, spessore 1mm	1 pz.
LLG09595357	Blocco pettine, 2 marcatori, spessore 1,5mm	1 pz.
LLG09595356	Blocco pettine, 2 marcatori, spessore 1mm	1 pz.
LLG09595359	Blocco pettine, 8 campioni, 1 marcatore, spessore 1,5mm	1 pz.
LLG09595358	Blocco pettine, 8 campioni, 1 marcatore, spessore 1mm	1 pz.
LLG09595361	Blocco pettine, 8 campioni, 1 marcatore, spessore 1mm	1 pz.
LLG09595360	Blocco pettine, 8 campioni, 2 marcatori, spessore 1mm	1 pz.
LLG09595351	Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1,5mm, marcatore	1 pz.
LLG09595353	Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1,5mm 2 marcatori	1 pz.
LLG09595350	Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1mm, marcatore	1 pz.
LLG09595352	Vasca elettroforesi orizz. blocco pettine 12x8camp. spess.1mm, 2 marcatori	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

