



Apparato di filtrazione DURAN®, parti di ricambio

DURAN Group

Apparato di filtrazione DURAN®, parti di ricambio.



Code	Description	Packaging
LLG09052746	Pinza (alluminio anodizzato)	1 pz
LLG09052749	Beuta filtrante con NS 45/40, 1000ml	1 pz
LLG06286948	Beuta filtrante con NS 45/40, 2000ml	1 pz.
LLG09052747	Imbuto con scala 250ml	1 pz
LLG06287338	Imbuto con scala 500ml	1 pz.
LLG09052748	Testa NS 45/40	1 pz
LLG07023754	Portagomma in plastica con guarnizione in silicone, GL 14	1 pz
LLG09052745	Disco adattatore PTFE	1 pz
LLG09052750	Adattatore in PTFE, NS 45/40, GL 45	1 pz.

