



Heratherm Incubatori Microbiologici con Protocollo Generale

Thermo Scientific

Heratherm Incubatori Microbiologici con Protocollo Generale. Gli Incubatori Microbiologici Thermo Scientific Heratherm# sono disponibili in quattro modelli differenti, che offrono tre diverse tecnologie incubatrici del flusso d'aria con scelta tra sei misure. Heratherm Incubatore Compatto L'unità più compatta della famiglia di incubatori microbiologici Heratherm ha una capacità 18L, ideale per lavoro personalizzato. Heratherm Incubatore Protocollo Generale Progettato per applicazioni di routine nei laboratori farmaceutici, medicali, alimentari e di ricerca. Heratherm Incubatore Protocollo Avanzato Prestazioni eccezionali di temperatura per le applicazioni più esigenti. Heratherm Incubatori Protocollo Sicurezza Avanzato Incorpora caratteristiche aggiuntive di sicurezza per la massima protezione del campione. Sicuro- Vista sicura dei campioni attraverso porta a vetri interna, senza impatto sulla temperatura- Condizioni di sicurezza con uniformità di temperatura superiore- Contenimento sicuro con allarme automatico per alterazioni di temperatura Facile- Facile impostazione della temperatura con interfaccia utilizzatore intuitiva- Sistema ripiano facile da rimuovere - Interno facile da pulire grazie agli angoli arrotondati- Display di grandi dimensioni, di facile lettura Efficiente- Efficiente ingombro ridotto per ottimizzare lo spazio sul banco- Comodamente impilabile, senza la necessità di strumenti o di kit di impilamento- Utilizzo efficiente degli interni con sistema ripiani flessibile Gli Incubatori Thermo Scientific Heratherm per Protocolli Generali sono stati progettati per le applicazioni di routine nei laboratori farmaceutici, medicali, alimentari e di ricerca.- La convezione per gravità fornisce un flusso d'aria mite e una minima asciugatura- Camera in acciaio inox resistente alla corrosione (AISI 430)- Interfaccia utente intuitiva per facile impostazione della temperatura- Display fluorescente a vuoto di grandi dimensioni per facile lettura- Vista sicura dei campioni attraverso la porta a vetri interna, senza impatto sulla temperatura- Allarme automatico di sovratemperatura- Sistema ripiano facile da



rimuovere One Click - Interno con angoli arrotondati facile da pulire- Ingombro ridotto per ottimizzare lo spazio sul banco- Utilizzo efficiente dell'interno grazie al sistema ripiani flessibile- I modelli da tavolo sono impilabili comoda mente senza bisogno di attrezzi o kit di impilamento- Ruote bloccabili per facile mobilità e stabilità (solo modelli da pavimento)

Code	Description	Packaging
LLG09534150	Heratherm Incubatori Microbiologici con Protocollo Generale Tipo IGS400, 405 litri	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

