

**Puntali dispensatori, PD-Tips II****BRAND****Puntali dispensatori, PD-Tips II**

Grazie alla codifica dimensionale brevettata, HandyStep® touch, HandyStep® touch S, HandyStep® electronic, Gilson® Repetman® e Rainin AutoRep® rilevano automaticamente il volume del puntale. I puntali sono anche compatibili con tutti gli altri strumenti della famiglia HandyStep® e con pipette ripetitive di altri produttori.

-Cilindro: PP / pistone: HDPE, pistone 0,1 ml: LCP

-Volumi da 0,1 ml a 50 ml

-Disponibili in qualità BIO-CERT® (privo di DNA, RNasi, endotossine e ATP)

-Rispettano i requisiti della norma ISO 8655

-Forniti con certificato di lotto

-Inclusi adattatori per formati da 25 ml e 50 ml

-PD-Tips II non può essere sterilizzato in autoclave; gli adattatori sono autoclavabili



Code	Description	Packaging
LLG09280949	Set PD-Tips II, 20 pz. di ogni misura 0,5, 1, 1,25, 2,5, 5, 10 e 12,5 ml, sfusi, non sterili	1 pz
LLG09280950	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 0.10 ml, sfusi, non sterilo	100 pz
LLG09280951	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 0.50 ml, sfusi, non sterilo	100 pz
LLG09280952	Puntali dispensatori, PD-Tips II, 1 ml, sfusi, non sterile	100 pz
LLG09280953	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 1.25 ml, sfusi, non sterili	100 pz
LLG09280954	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 2.50 ml, sfusi, non sterilo	100 pz
LLG09280955	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 5 ml, sfusi, non sterili	100 pz
LLG09280956	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 10.00 ml, sfusi, non sterili	100 pz
LLG09280957	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 12.50 ml, sfusi, non sterili	100 pz
LLG09280958	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 25 ml, sfusi, non sterilo	50 pz
LLG09280959	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 50 ml, sfusi, non sterili	25 pz
LLG09280960	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 0.10 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz
LLG09280961	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 0.50 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz
LLG09280962	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 1.00 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz
LLG09280963	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 1.25 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz
LLG09280964	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 2.50 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz
LLG09280965	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 5.00 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz



Code	Description	Packaging
LLG09280966	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 10.00 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz
LLG09280967	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 12.50 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, sterili	100 pz
LLG09280968	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 25.00 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, adattatore incluso, sterili	25 pz
LLG09280969	Puntali dispensatori, PD-Tips II, Volume nominale 50.00 ml, BIO-CERT®, confezionati individualmente, adattatore incluso, sterili	25 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

