

**Bottiglia Turn'n'Spray con Valvola in testa, PE/PP****Bürkle**

Bottiglia Turn'n'Spray con valvola in testa, PE/PP. E' impossibile spruzzare al di sopra della testa con le bottiglie spray standard: appena il tubo di aspirazione non è più immerso nel liquido, non è più possibile spruzzare. Non è così con le bottiglie spray Turn'n'Spray: sono caratterizzate da una speciale tecnologia che consente di spruzzare da ogni posizione. Questo significa che si può spruzzare praticamente e convenientemente da ogni direzione e raggiungere facilmente posti difficilmente accessibili e senza sforzo. La bottiglia spray di alta qualità, ricaricabile, può essere usata più e più volte. Spruzzo ininterrotto, anche sopra la testa. Parti a contatto con il campione in PP, PE, silicone e acciaio inossidabile. Diametro ugello 0,6 mm; ugello regolabile in continuo. Quantità erogata ad ogni spruzzo: 1,2ml $\pm$ 0.1.



Code	Description	Packaging
LLG06252166	Bottiglia Turn'n'Spray con valvola in testa, PE/PP, 1000 ml, Collo Ø int. 17.5 mm, H con tappo 295 mm, Peso 17 g	1 pz.
LLG06252153	Bottiglia Turn'n'Spray con valvola in testa, PE/PP, 250 ml, Collo Ø int. 18.0 mm, H con tappo 220 mm, Peso 18 g	1 pz.
LLG06252154	Bottiglia Turn'n'Spray con valvola in testa, PE/PP, 500 ml, Collo Ø int. 18.0 mm, H con tappo 240 mm, Peso 18 g	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

