

**Testine di misurazione OxiTop®-i****Xylem Analytics**

Testine di misurazione OxiTop®-i.

Testine di misurazione funzionanti a menu. Emissione dei valori di misurazione del BOD direttamente sul display.

- 3 pulsanti operativi.
- LCD grafico retroilluminato.
- LED di controllo.
- Preselezione del volume.
- Durata della misurazione selezionabile (da 1 a 7 giorni).
- Visualizzazione della curva di misurazione.
- Visualizzazione delle letture correnti.



Code	Description	Packaging
LLG04667970	Testine di misurazione OxiTop®-i, Tipo OxiTop®-i Set 6, 3 x testa di misura grigia, 3 x testa di misura blu, 6 bottiglie campione, 6 manicotti in gomma, 6 ancorette magnetiche di agitazione	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

