



Contenitore di sicurezza con banda di visualizzazione, HDPE, elettroconduttivo, con approvazione-UN

Scat

Contenitore di sicurezza con banda di visualizzazione, in HDPE, elettroconduttivo, con approvazione-UN. Contenitore elettroconduttivo per una raccolta sicura dei solventi esausti e per il trasporto dei solventi infiammabili. La striscia chiara ben visibile permette un controllo permanente del livello del solvente. 450g di peso. Si prega di ordinare separatamente il set per la messa a terra.



Code	Description	Packaging
LLG06251593	Scatola di latta, 10 L, filetto 90 S, dim.195x400x195 mm	1 pz.
LLG06270296	Contenitore 10 litri, Dimensioni (L x P x H) 190 x 230 x 319 mm, Filetto 50 S	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

