

**Tubi standard NMR 5 mm, vetro borosilicato 3.3****Hilgenberg**

Tubi standard NMR 5 mm, vetro borosilicato 3.3. I tubi NMR hanno precise tolleranze per elevate accuratezze consistenti. Sono maggiormente adatti per sistemi di autocampionamento NMR ed alte produzioni NMR. Vetro Borosilicato 3.3. Economia della qualità. Una estremità chiusa, bordo ribruciato. Applicabili fino a 600 MHz. Si prega di ordinare a parte i tappi di chiusura.



| Code | Description | Packaging |
|-------------|---|-----------|
| LLG06281792 | Tubi NMR, Øest.2,95 ± 0,03 mm, Øint.2,36 ± 0,03 mm, L 178 mm, spess.0,29 mm | 50 pz |
| LLG06281793 | Tubi NMR, Øest.2,95 ± 0,03 mm, Øint.2,36 ± 0,03 mm, L 203 mm, spess. 0,29mm | 50 pz |
| LLG09400310 | Tubi NMR, Øest.4,95±0,05 mm, Øint.4,19±0,05 mm, spess.0,38 mm, lungh.178 mm | 100 pz |
| LLG09400311 | Tubi NMR, Øest.4,95±0,05 mm, Øint.4,19±0,05 mm, spess.0,38 mm, lungh.203 mm | 100 pz |



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

