

**Microprovette, PP, tappo a vite staccato, PP****BRAND****Microprovette, PP, tappo a vite staccato, PP**

Le provette micro con tappo a vite sono ideali per la conservazione di campioni di siero e sangue oltre che per ebollizione, centrifugazione ecc.

Caratteristiche di qualità:

- Disponibili in diversi formati, disegni e gradi qualitativi
- Le micro provette in PP e i tappi a vite in PE o PP sono accoppiati in modo preciso per assicurare una perfetta tenuta.
- Tappi a vite disponibili: con cono sigillante, con guarnizione in silicone o anti-manomissione con guarnizione in silicone.
- Inserti per tappi in vari colori, per codifica colore
- Rapida apertura e chiusura con 1 1/4 di giro del tappo
- Le micro provette con anello di appoggio (auto-portanti) si possono inserire negli appositi racks senza usare entrambe le mani.
- Le micro provette senza anello di appoggio (fondo rotondo) sopportano RCF fino a 17.000 g a 20°C, per 20 minuti
- Dimensioni: Ø esterno 11 mm, altezza 47 mm
- Graduate
- Sterili (SAL 10-6)
- Con area smerigliata per marcatura
- Range operativo: da -196 °C a +121 °C
- Autoclavabili a 121°C (2 bar), secondo DIN EN 285
- Sterili
- Prive di DNA, DNase, and RNase
- Prive di endotossine, non-mutageniche, non-tossiche.



Code	Description	Packaging
LLG04000236	Microprovette, PP, tappo a vite staccato in PP, Volume 1,5 ml, Con auto-portante, Sterili, Con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 17000 RCF	500 pz
LLG06251643	Microprovette, PP, tappo a vite staccato in PP, Volume 1,5 ml, Con auto-portante, Sterili, Con tappo a vite anti-manomissione, con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 17000 RCF	500 pz
LLG06251644	Microprovette, PP, Volume 1,5 ml, Con fondo tondo, Sterili, Con tappo a vite anti-manomissione in PP, con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 20000 RCF	500 pz
LLG06401078	Microprovette, PP, tappo a vite staccato in PP, Volume 0,5 ml, Con auto-portante, Sterili, Con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 17000 RCF	500 pz
LLG07300006	Microprovette, PP, tappo a vite staccato in PP, Volume 1,5 ml, Con fondo tondo, Sterili, Con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 20000 RCF	500 pz
LLG07602492	Microprovette, PP, tappo a vite staccato in PP, Volume 2,0 ml, Con auto-portante, Sterili, Con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 17000 RCF	500 pz
LLG07612290	Microprovette, PP, tappo a vite staccato in PP, Volume 2,0 ml, Con fondo tondo, Sterili, Con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 20000 RCF	500 pz
LLG09284164	Microprovette, PP, Volume 0,5 ml, Con auto-portante, Sterili, Con tappo a vite anti-manomissione in PP, con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 17000 RCF	500 pz
LLG09284165	Microprovette, PP, Volume 2,0 ml, Con auto-portante, Sterili, Con tappo a vite anti-manomissione in PP, con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 17000 RCF	500 pz
LLG09284166	Microprovette, PP, Volume 2,0 ml, Con fondo tondo, Sterile +, Descrizione Con tappo a vite anti-manomissione in PP, con guarnizione silicone, Dim. est. (Ø x H) 13 x 44 mm, Max. 20000 RCF	500 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

